



ESMITH  
ES-4201

# High power × Compact


求めていたHi-Voltageがついに登場。

Hi-VoltageとHV-EMSの2つのモードを搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、最大400Vp-pのハイパワーを実現しました。バッテリー搭載で場所を選ばず治療ができるので、スポーツの現場や往診でもご活用いただけます。

## Hi-Voltageモード

鎮痛、疼痛の軽減


高電圧(最大400Vp-p)の電気刺激が深部組織にアプローチします。新モード「マルチスイッチ」を搭載。



## HV-EMSモード

筋萎縮改善  
低下した筋力のトレーニング

HV波形を用いたEMSモードでON/OFF時間(ランプアップ、ホールド、ランプダウン、オフタイム)の設定が可能です。



### 指先で通電して施術ができる「パルスタッチ導子」



指先で通電できるパルスタッチ導子は、Hi-Voltageと手技を組み合わせた新しいアプローチが可能です。手で簡単に出力調整が行えるパルスタッチユニットは治療をさらにスマートにします。

### 従来の据置型と同様の「ハンディプローブ」を採用



施術中に手元で出力のアップダウンが行え、スイッチ操作でタイマーと出力表示をすぐに確認することができます。さまざまな部位に対応する5種類のハンディ電極を用意しました。

### 超音波治療器とのコンビネーション治療が可能

超音波治療器(UST-770、US-777)と接続して、Hi-Voltageと超音波を組み合わせ合わせたコンビネーション治療が行えます。



管理医療機器(特定保守管理医療機器)(クラスII) 医療機器認証番号 306AABZX00006000  
低周波治療器(JMDNコード:35372000) エスミス ES-4201

製造販売元

**伊藤超短波株式会社**

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

メディカル営業部

<https://www.medical.itolator.co.jp/>



営業所

札幌 TEL.011(820)2830  
仙台 TEL.022(306)7667  
埼玉 TEL.048(254)1013  
東京第一 TEL.03(3812)1217  
東京第二 TEL.03(3812)4151

FAX.011(842)1562  
FAX.022(306)7688  
FAX.048(254)1014  
FAX.03(3814)4587  
FAX.03(3814)4587

名古屋 TEL.052(701)4515  
大阪 TEL.072(242)1043  
広島 TEL.082(292)3330  
福岡 TEL.092(573)6053

FAX.052(701)6905  
FAX.072(242)1040  
FAX.082(292)3331  
FAX.092(573)0218