

簡単作成・素早く固定 やさしく矯正

65℃～75℃のお湯で柔らかくなる低温熱可塑性のプラスチック。
アクアプラストは100%の形状記憶性で誰でも簡単に作成できます。

形状記憶性スプリント素材 アクアプラストT

Rolyan®

Splinting Materials

軟化成形型副木 手指足指用
届出番号 13B2X00081000014

Rolyanは、ハンドセラピィを中核とする
スプリントマテリアルのトップブランドです

人気
NO.1
ロングセラー



地下1階 イベント広場にてスプリント素材展示中!ぜひご来場ください。

酒井医療株式会社 www.sakaimed.co.jp

盛岡営業所 (青森・秋田・岩手)
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮 4-9-16 tel: 019-656-5336

仙台営業所 (宮城・山形・福島)
〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井 8-3-6 tel: 022-390-6840



各種スプリントの作り方を動画で公開中!

酒井医療 スプリント簡易動画

